

A 204
Vogn
for optimal plassering av mikro-instrumenter.



- Nivå 1: Egnet for plassering av innsatser
- Nivå 2 til høyre: 22 tilkoblinger for hule instrumenter
- Nivå 2 til venstre: 11 Luer-Lock-adaptore, hann, horis. Slange
- Med innebygd spylearm
- Filterrør A 800 kan brukes i begge injektorlistene

EAN: 4002515460733 / Materialnummer: 09862460 /
Gammelt materialnummer: 69620400D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Vogn for oftalmologiske instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Mulighet for å bruke et filter i midten	•
Bruksområde	
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Kapasitet	
OP-sett for mikroinstrumenter [antall]	2-4
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	365
Utvendig mål, nettobredde i mm	529
Utvendig mål, nettodybde i mm	535
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	530
Utvendig mål, bruttbredde i mm	560
Utvendig mål, bruttodybde i mm	540
Nettvekt i kg	11,50
Bruttvekt i kg	12,50
Tilbehørspakke	
E 476 holder [antall]	1
E 477 stopper [antall]	1