


A 303  
Modul  
for optimal plassering av opptil 98 pipetter.



- Egnert for f.eks. 98 graderte og volumetriske pipetter
- Høyde på holderammen: 150 mm
- 1 av disse kan benyttes i hver av kurvene A 150 og APLW 106
- Plasseringshøyde uten overkurv: 450 mm (med underkurv A 150)

EAN: 4002515460825 / Materialnummer: 09862560 /  
Gammelt materialnummer: 69630300D

<b>Produktkategori</b>	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats/modul for pipetter	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av pipetter/vials	•
<b>Kapasitet</b>	
Pipetter [antall]	98
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spenning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	185
Utvendig mål, nettobredde i mm	222
Utvendig mål, nettodybde i mm	471
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	270
Utvendig mål, bruttbredde i mm	525
Utvendig mål, bruttodybde i mm	540
Nettvekt i kg	2,50
Bruttovekt i kg	3,50