


A 304
Modul
for optimal plassering av opptil 98 prøverør.



- Egnet for f.eks. 98 sentrifugerør, vials, reagensglass
- Plasseringshøyden varierer avhengig av posisjonering
- 1 av disse kan benyttes i hver av kurvene A 100, A 150 & APLW 106

EAN: 4002515460832 / Materialnummer: 09862570 /
Gammelt materialnummer: 69630400D

Produktkategori	
Laborativvaskemaskiner	•
Store laborativvaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Innsats/modul for reagensglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av pipetter/vials	•
Klargjøring av reagensglass	•
Kapasitet	
Hetteglass [antall]	98
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	130
Utvendig mål, nettobredde i mm	222
Utvendig mål, nettodybde i mm	471
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	270
Utvendig mål, bruttbredde i mm	525
Utvendig mål, bruttdybde i mm	540
Nettvekt i kg	2,30
Bruttovekt i kg	3,30