

A 307

Innsats

for optimal plassering av 20 OP-sko, opptil størrelse 44.



- Egnet for 20 OP-sko
- Med 265 mm lange holdere hver
- Til bruk i tom underkurv (lafette) A 151
- Klargjøring av OP-sko opptil størrelse 48 er mulig

EAN: 4002515460856 / Materialnummer: 09862590 /

Gammelt materialnummer: 69630700D

<b>Produktkategori</b>	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats for OP-sko	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av OP-sko	•
<b>Kapasitet</b>	
OP-sko [antall]	20
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	279
Utvendig mål, nettobredde i mm	390
Utvendig mål, nettodybde i mm	360
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	300
Utvendig mål, bruttbredde i mm	395
Utvendig mål, bruttdybde i mm	480
Nettvekt i kg	1,46
Bruttovekt i kg	1,99