

A 308
 Innsats
 for optimal plassering av 34 innleggssåler for OP-sko.



- Egnet for opptil 34 innleggssåler
- Til bruk i tomme over- og underkurver

EAN: 4002515460863 / Materialnummer: 09862600 /
 Gammelt materialnummer: 69630800D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Innsats for OP-sko	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av OP-sko	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	71
Utvendig mål, nettobredde i mm	475
Utvendig mål, nettodybde i mm	445
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	270
Utvendig mål, bruttbredde i mm	525
Utvendig mål, bruttdybde i mm	540
Nettvekt i kg	1,17
Bruttovekt i kg	2,00