

A 801
Adapter
ved bruk av AUF 1 og AUF 2 i forbindelse med A 105/1.



EAN: 4002515460931 / Materialnummer: 09862940 /
Gammelt materialnummer: 69680100D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Produkttilhørighet	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Holder eller adapter for roterende instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	50
Utvendig mål, nett bredde i mm	50
Utvendig mål, nett dybde i mm	50
Utvendig mål, brutt høyde i mm	12
Utvendig mål, brutt bredde i mm	80
Utvendig mål, brutt dybde i mm	120
Nettvekt i kg	0,01
Bruttvekt i kg	0,01