

A 802  
Spyledyser  
for optimal rengjøring av doseringskammer.



- Ved bruk av R+D-automater for lab. med pulverdoserer
- For bruk med injektormoduler
- Egner seg for utskylning av pulverrester fra doseringskammeret

EAN: 4002515460979 / Materialnummer: 09863070 /  
Gammelt materialnummer: 69680200D

<b>Produktkategori</b>	
Laboratorievaskemaskiner	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
<b>Produktkategori</b>	
Annet tilbehør	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	30
Utvendig mål, nettobredde i mm	187
Utvendig mål, nettodybde i mm	15
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	12
Utvendig mål, bruttbredde i mm	80
Utvendig mål, bruttdybde i mm	120
Nettovekt i kg	0,02
Bruttovekt i kg	0,02