

A 803

Plassering

for optimal plassering av roterende instrumenter.



- Kan brukes i overkurv A 105/1 sammen med filterrør A 800
- Er egnet for en rekke hånd- og vinkelstykker, samt turbiner

EAN: 4002515460993 / Materialnummer: 09863100 /
Gammelt materialnummer: 69680300D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Produkttilhørighet	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Holder	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	32
Utvendig mål, nettobredde i mm	32
Utvendig mål, nettodybde i mm	40
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	80
Utvendig mål, bruttbredde i mm	95
Utvendig mål, bruttodybde i mm	110
Nettovekt i kg	0,05
Bruttovekt i kg	0,09