


KT 500

Kurvstativ

for å få plass til kurver med ytre mål 50 x 50 cm.



- Kreves for PG 8172 med gamle bord fra Miele (G 720/21)
- Kurvholderen brukes i stedet for standard kurvholder

EAN: 4002515464656 / Materialnummer: 09876230 /
Gammelt materialnummer: 67850002D

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner tank, gjennomgående	•
Produkttilhørighet	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Produktkategori	
Tom underkurv (lavett)/kurvholder	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	345
Utvendig mål, bruttbredde i mm	410
Utvendig mål, bruttdybde i mm	1270
Nettovekt i kg	14,00
Bruttovekt i kg	15,00