

A 800

Filterrør

for sikker og økonomisk klargjøring av hule instrumenter.



- Filter av Plymesh-vev av rustfritt stål for vogner
- Maskevidde 63 µm
- For gjenbruk med rengjøringsbørste A 804

EAN: 4002515538081 / Materialnummer: 09960680 /
Gammelt materialnummer: 68680000D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Filter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	23
Utvendig mål, nettobredde i mm	23
Utvendig mål, nettodybde i mm	405
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	45
Utvendig mål, bruttbredde i mm	220
Utvendig mål, bruttodybde i mm	445
Diameter i mm	23
Nettovekt i kg	0,36
Bruttovekt i kg	0,88