

A 804
Rengjøringsbørste
for optimal rengjøring av filterrør A800.



- Egnet for rengjøring av filterrør A 800
- Spiralformet børste
- Ringformet ende
- Lengde 500 mm, børstelengde 100 mm

EAN: 4002515527238 / Materialnummer: 09960720 /
Gammelt materialnummer: 68680400D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Filter	•
Annet tilbehør	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	0
Utvendig mål, nettodybde i mm	500
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	45
Utvendig mål, bruttbredde i mm	70
Utvendig mål, bruttdybde i mm	610
Diameter i mm	20
Nettovekt i kg	0,07
Bruttovekt i kg	0,16