

PG 8595

Aqua Purificator

for plassering av to patroner for totalavsaltning eller delvis avsaltning.



- Egnet for VE/TE P 2800 & VE/TE P 2000
- Egnet for VE/TE P 2800 & VE/TE P 2000
- Bruk av konduktivitetsmåler/flowmeter er mulig
- Bruk av konduktivitetsmåler/flowmeter er mulig
- Ytre mål: H 835 (820 el. deksel), B 300, D 600 mm
- Ytre mål: H 835 (820 el. deksel), B 300, D 600 mm

EAN: 4002515558096 / Materialnummer: 10087310 /

Gammelt materialnummer: 69859501D

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner friskvann	•
Oppvaskmaskiner tank, gjennomgående	•
Laboratorievaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•

PG 8595

Aqua Purificator

for plassering av to patroner for totalavsaltning eller delvis avsaltning.



EAN: 4002515558096 / Materialnummer: 10087310 /  
Gammelt materialnummer: 69859501D

PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Produktkategori</b>	
Vannbehandling	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Galvanisert stål, lotushvit
Farge	Lotushvit
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spennning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	835
Utvendig mål, nettobredde i mm	300
Utvendig mål, nettodybde i mm	600
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	900
Utvendig mål, bruttbredde i mm	400
Utvendig mål, bruttdybde i mm	740
Nettvekt i kg	26,50
Bruttovekt i kg	30,00