

PG 8596

Doseringsskap

For plassering av prosesskjemikalier og doseringsmoduler



- 2 uttrekkbare skuffer for plassering av 3 x 5 l beholdere hver
- Indre mål: H 285-690 , B 250, D 425-555 mm
- Hvert nivå har 2 plasseringsmuligheter for doseringsmoduler
- Oppsamlingssskålene gjør det enklere å tømme rester av beholderen

EAN: 4002515558317 / Materialnummer: 10087330 /
Gammelt materialnummer: 69859601D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Doseringsystem	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Lotushvit
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	835
Utvendig mål, nett bredde i mm	300
Utvendig mål, nett dybde i mm	600
Utvendig mål, brutt høyde i mm	900
Utvendig mål, brutt bredde i mm	400
Utvendig mål, brutt dybde i mm	740
Nettvekt i kg	26,50
Bruttvekt i kg	30,00