

UG 30-60/60-85

Lukket sokkel

for å forhøye maskinen, 60 cm dybde, 60 cm bredde.



- Egnet for alle maskiner med 60 cm bredde og dybde

EAN: 4002515558331 / Materialnummer: 10087350 /
Gammelt materialnummer: 69306001D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Sokkel	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	317
Utvendig mål, nett bredde i mm	600
Utvendig mål, nett dybde i mm	600
Utvendig mål, brutt høyde i mm	310
Utvendig mål, brutt bredde i mm	610
Utvendig mål, brutt dybde i mm	610
Nettvekt i kg	9,70
Bruttvekt i kg	11,10