


UG 30-90/60-85

Lukket sokkel

for å forhøye maskinen, inkl. sideskap, 60 cm dybde, 90 cm bredde.



- Kan brukes til Aqua Purificator PG 8595 og DOS-Schrank PG 8596

EAN: 4002515558348 / Materialnummer: 10087360 /  
Gammelt materialnummer: 69309001D

<b>Produktkategori</b>	
Laboratorievaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Produktkategori</b>	
Sokkel	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nett høyde i mm	300
Utvendig mål, nett bredde i mm	897
Utvendig mål, nett dybde i mm	542
Utvendig mål, brutt høyde i mm	330
Utvendig mål, brutt bredde i mm	915
Utvendig mål, brutt dybde i mm	563
Nettvekt i kg	13,40
Bruttvekt i kg	15,00