

## PG 8562 [WW]

Vaskedekontaminator

for bruk på lege-/tannlegekontorer og klinikker.



- Kapasitet/last f.eks. 8 DIN-instrumentrister eller 48 GYN-spekula
- Effektiv bruk av ressurser – varmepumpe med variabel hastighet
- Sikkerhet gjennom kontroll – spyletrykk – og spylearmovervåkning
- Praktisk ekstra tørking – EcoDry
- Total sikkerhet – mulighet for tilkobling til prosessdok.

EAN: 4002515559864 / Materialnummer: 10088850 /  
Gammelt materialnummer: 62856221N

Modell og utførelse	
Modell	Frittstående produkt, kan bygges inn, smalt
Kabinett	Rustfritt stål
Kan bygges inn	•
AutoClose – automatisk dørlås	•
Varselsignal, akustisk signal ved programslutt	•
Servicevennlig konstruksjon	•
Bruk	
Egnet for sykehus	•
Egnet for legekontorer	•
Egnet for ambulerende OP-praksiser	•
Kapasitet	
DIN-instrumentrister pr. last [antall]	8
GYN-spekula pr. last [antall]	48
AN-sett pr. last [antall]	2-3
Effektdata	
Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min	500
Nyttevolum vaskekammer i l	145,00
Testede driftstimer	15000
Maksimal sluttskylingstemperatur i °C	93
Styring	
Styringstype	TouchControl
Programvalg	Touch on Metal
Hurtigvalgtaster	•
Maks. startforvalgstid i t	24
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Programmer [antall]	10
Ledige programplasser [antall]	2
A0-verdi-styring	•
Sikring mot programavbrudd	•
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Standard elektrotilkobling	
Elektrotilkobling	3 AC 230V 50HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	6,70
Totaltilkobling i kW	7,50
Sikring i A	20
Lengde på nettkabelen i m	1,60
Mulig spenningsvariant 1	
Elektrotilkobling	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	2,50
Totaltilkobling i kW	3,30
Sikring i A	16
Vanntilkobling/-avløp	
Kaldtvann [antall]	1
Kaldtvann for dampkondensator [antall]	1
Varmtvann [antall]	1
Nødvendig flytetrykk i kPa	200-1000

PG 8562 [WW]

Vaskedekontaminator

for bruk på lege-/tannlegekontorer og klinikker.



EAN: 4002515559864 / Materialnummer: 10088850 /

Gammelt materialnummer: 62856221N

Maksimal løftehøyde til avløpspumpe i cm	100
Maksimal vannhardhet (kaldtvann/varmtvann) i mmol/l	10,70
Avløpspumpe [DN]	22
Integrert kalkfilter	•
Vannsikringssystem	Waterproofsystem
<b>Mål og vekt</b>	
Nettovekt i kg	74
<b>Tørkeaggregat</b>	
Luftkapasitet i m <sup>3</sup> /t	60
<b>Mål og vekt</b>	
Ytre mål, nettohøyde i mm	835
Ytre mål, nettobredde i mm	600
Ytre mål, nettodybde i mm	600
Ytre mål, bruttohøyde i mm	950
Ytre mål, bruttobredde i mm	670
Utvendig mål, bruttodybde i mm	745
Vaskekammer, nyttbar høyde i mm	520
Vaskekammer, nyttbar bredde i mm	530
Vaskekammer, dybde overkurv i mm	474
Vaskekammer, dybde underkurv i mm	520
Bruttovekt i kg	81
<b>Utslippsverdier</b>	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	<70 dB(A) re 20 µPa
<b>Programmer</b>	
Kort	•
<b>Programmer</b>	
Vario TD instr 4 rist	•
Vario TD instr 6 rist	•
Vario TD instr 8 rist	•
Vario TD AN	•
Sirkulasjonsgods	•
Middels	•
Lang	•
<b>Utstyr</b>	
Kontroll av doseringsvolum	•
Grensesnitt for prosessdokumentasjon (opsjon)	•
Grensesnitt for service	•
Omfattende komponenter (opsjon)	•
<b>Utstyr</b>	
1 doseringsbeholder/dør for avspenningsmiddel	•
1 doseringsbeholder/dør for rengjøringsmidler i pulverform	•
Dampkondensator	•
Spyletrykkovervåkning	•
Spylearmovervåkning	•
Filtersystem med flere komponenter	•
Varmepumpe med variabel hastighet	•
Vogner o.l. m/direktetilkobling	•
EcoDry	•
Saltbeholder i døren	•
Vaskekammer uten sveisesømmer – takket være laserteknologi	•

PG 8562 [WW]

Vaskedekontaminator

for bruk på lege-/tannlegekontorer og klinikker.



EAN: 4002515559864 / Materialnummer: 10088850 /

Gammelt materialnummer: 62856221N

Varmeelement utenfor vaskekammeret

•

Vaskekammer i rustfritt stål av høy kvalitet (1.4301/304)

•

#### **Normer, sertifisering, merking**

VDE-merke (elektrisk sikkerhet)

•

IP-kapslingsgrad (IP-kode) iht. EN 60529: IP 20

•

EN 61010-2-040

•

RoHS-direktiv 2011/65/EU

•

#### **Tilkoblingsmuligheter**

Serielt grensesnitt RS 232 (opsjon)

•

Nettverksgrensesnitt (opsjon)

•

Ekstern doseringsmodul

•

#### **Normer, sertifisering, merking**

EN 61010-1

•