

UBS 1

Ombyggingssett

for bruk av utvalgte vogner, kurver osv. i serien G 78 i serien PG 85.



- For eldre vogner med tørketilkobling

EAN: 4002515588970 / Materialnummer: 10131090 /
Gammelt materialnummer: 69215014D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Ombyggingssett	•
Produktegenskaper	
Material	Kunststoff
Farge	Svart
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	75
Utvendig mål, nettobredde i mm	235
Utvendig mål, nettodybde i mm	165
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	80
Utvendig mål, bruttbredde i mm	240
Utvendig mål, bruttodybde i mm	170
Nettvekt i kg	0,10
Bruttvekt i kg	0,17