


A 502

Vogn

for klargjøring av instrumenter med skaft for robotkirurgi.



- For opptil 8 instrumenter med skaft, og 2 spesialinstrumenter
- Ekstra injektorer og holdere for annet OP-tilbehør
- Utstyrt med et gjenbrukbart mikrofilter
- Modulært konsept for vogner, kurver osv.

EAN: 4002515584934 / Materialnummer: 10131840 /

Gammelt materialnummer: 69650201D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Vogn for robotinstrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av robotinstrumenter	•
Kapasitet	
Robotinstrumenter [antall]	10
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	0
Utvendig mål, nettodybde i mm	0
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	540
Utvendig mål, bruttbredde i mm	530
Utvendig mål, bruttodybde i mm	500
Nettvekt i kg	6,30
Bruttvekt i kg	7,80
Tilbehørspakke	
E 448 silikonlange med Luer-Lock hunnadapter [antall]	6
E 452 injektordyse 2,5 x 60 mm [antall]	3
FP filterplate [antall]	2