

A 600

Modul

for optimal klargjøring av instrumenter fra robotassistert kirurgi.



- Egnet for 6 instrumenter, eldre serie (S / Si)

EAN: 4002515585016 / Materialnummer: 10131910 /

Gammelt materialnummer: 69660001D

<b>Produktkategori</b>	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategori</b>	
Modul/holder for robotinstrumenter	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av robotinstrumenter	•
<b>Kapasitet</b>	
Robotinstrumenter [antall]	6
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	265
Utvendig mål, nettobredde i mm	573
Utvendig mål, nettodybde i mm	318
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	355
Utvendig mål, bruttbredde i mm	605
Utvendig mål, bruttodybde i mm	355
Nettvekt i kg	5,20
Bruttovekt i kg	5,54