

A 602

Modul

for optimal klargjøring av instrumenter fra robotassistert kirurgi.



- Egnet for 8 instrumenter, nyeste serie (Xi)

EAN: 4002515585030 / Materialnummer: 10131930 /
Gammelt materialnummer: 69660201D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Modul/holder for robotinstrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av robotinstrumenter	•
Kapasitet	
Robotinstrumenter [antall]	8
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	303
Utvendig mål, nettobredde i mm	555
Utvendig mål, nettodybde i mm	318
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	540
Utvendig mål, bruttbredde i mm	530
Utvendig mål, bruttodybde i mm	500
Nettvekt i kg	6,30
Bruttovekt i kg	7,80