

A 806

Plassering

for optimal klargjøring av instrumenter fra robotassistert kirurgi.



- For spesialinstrumenter med spyletilkobling på siden

EAN: 4002515585054 / Materialnummer: 10131960 /
Gammelt materialnummer: 69680601D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Modul/holder for robotinstrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av robotinstrumenter	•
Kapasitet	
Robotinstrumenter [antall]	1
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	77
Utvendig mål, nettobredde i mm	41
Utvendig mål, nettodybde i mm	165
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	25
Utvendig mål, bruttbredde i mm	245
Utvendig mål, bruttodybde i mm	485
Nettvekt i kg	0,37
Bruttovekt i kg	0,49