

A 808

Plassering

for optimal klargjøring av instrumenter fra robotassistert kirurgi.



- For spesialinstrumenter, kirurgiske klemmer (Xi)

EAN: 4002515585085 / Materialnummer: 10131990 /

Gammelt materialnummer: 69680801D

<b>Produktkategori</b>	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategori</b>	
Modul/holder for robotinstrumenter	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av robotinstrumenter	•
<b>Kapasitet</b>	
Robotinstrumenter [antall]	1
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spenning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	50
Utvendig mål, nettobredde i mm	145
Utvendig mål, nettodybde i mm	159
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	25
Utvendig mål, bruttbredde i mm	245
Utvendig mål, bruttodybde i mm	485
Nettvekt i kg	0,37
Bruttovekt i kg	0,49