

GP CL H 0502 L

Stekeovnsrens «OvenClean», 500 ml

for det beste rengjøringsresultatet og sikker bruk.

EAN: 4002515602553 / Materialnummer: 10162710 /
Gammelt materialnummer: 22996290EU4



- Svært kraftig fettløsningevne uten plagsom lukt
- Lettvint rengjøring takket være geléliknende konsistens
- Også egnet for PerfectClean
- Kort virketid fra 10 min. til maks. 1 time uten oppvarming
- Den beste pleie for mange års driftssikkerhet