

DGGL 100-40

Damppanne, perforert
for dampovn DG 7000 og dampovn med mikrobølgefunksjon DGM 6000/7000.



EAN: 4002515604083 / Materialnummer: 10170300 /
Gammelt materialnummer: 23996124EU1

- For tilberedning av grønnsaker, fisk, kjøtt og poteter uten fond
- Perfekt for tining av frosne matvarer
- Kapasitet: 4,0 l nyttevolum: 3,4 l
- Ytre mål – B x D x H: 375 x 394 x 40 mm
- Ikke egnet for mikrobølgedrift!