

GP CL KM 0252 L

Keramisk koketopp- og stålrens, 250 ml
for det beste rengjøringsresultatet og sikker bruk.

EAN: 4002515605752 / Materialnummer: 10173200 /
Gammelt materialnummer: 22996291EU6



- Beste produktet på markedet –
Testvinner i Sveits
- Fjerner kraftig fettsmuss, det som
er innbrent og vannflekker
- Etterlater en beskyttelsesfilm som
gjør rengjøringer lettere
- Skånsom rengjøring takket være
finkrystallisert blanding
- Kan ikke brukes på CleanSteel eller
PerfectClean
- Den beste pleie for mange års
driftssikkerhet