

## DOS G 80/72

Doseringspumpe med slange for en beholder på 20–30 l med nivåindikator for automatisk dosering av flytende oppvaskmidler.



- Egnet for alle oppvaskmaskiner i serien PG 8172
- 448 mm mm sugelanse for beholdere på 20–30 l
- Doserer inntil 55 Milliliter ml per minutt
- Kan innstilles via oppvaskmaskinens styring

EAN: 4002515648698 / Materialnummer: 10210160 / Gammelt materialnummer: 67747022D

<b>Produktkategori</b>	
Oppvaskmaskiner tank, gjennomgående	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
<b>Produktkategori</b>	
Ekstern doseringssystem	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Kunststoff
Farge	Grå
Strømningshastighet ml/60 sek.	55
Lengde på sugelansen i mm	448
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	1
Nulleleder	N
AC/DC	AC
Spenning i V	200-230
Frekvens i Hz	50
Totaltilkobling i kW	0,01
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	0
Utvendig mål, nettodybde i mm	0
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	160
Utvendig mål, bruttobredde i mm	198
Utvendig mål, bruttodybde i mm	478
Nettvekt i kg	1,91
Bruttovekt i kg	2,13