

DKF 12-R
Regenererbart Longlife AirClean-filter
for en rekke Miele ventilatorer.

EAN: 4002515652510 / Materialnummer: 10271450 /
Gammelt materialnummer: 28996362EU1



- Med aktivt kull – nøytraliserer ubehagelig lukt fra matlaging
- Regenereres enkelt hvert halvår i stekeovnen
- Bytteintervallene er billigere enn et engangsfilter
- Levetid 3 år
- Innhold: 1 filter, mål: 25,6 cm x 23,3 cm x 4,3 cm