


DKF 21-R  
Regenererbart Longlife AirClean-filter  
for Miele ventilator DA 670x.

EAN: 4002515652527 / Materialnummer: 10271460 /  
Gammelt materialnummer: 28996363EU1



- Med aktivt kull – nøytraliserer ubehagelig lukt fra matlaging
- Regenereres enkelt hvert halvår i stekeovnen
- Levetid 3 år
- Bytteintervallene er billigere enn et engangsfilter
- Innhold: 4 filter, mål: 42,8 cm x 10,0 cm x 1,9 cm