


DKF 25-R

Regenererbart Longlife AirClean-filter

for Miele ventilatorer DA 60 x 6 W/6796 W/699x W/769x W.

EAN: 4002515652534 / Materialnummer: 10271470 /  
Gammelt materialnummer: 28996364EU1



- Med aktivt kull – nøytraliserer ubehagelig lukt fra matlaging
- Regenereres enkelt hvert halvår i stekeovnen
- Levetid 3 år
- Bytteintervallene er billigere enn et engangsfilter
- Innhold: 1 filter, mål:  
33,7 cm x 30,5 cm x 1,9 cm