

A 810
Dekknnett
for optimal feste av ømfintlig oppvask.



- Stållramme med kunststoffnetting, størrelse 445 x 215 mm
- Utrolig motstandsdyktig og slitesterk

EAN: 4002515676783 / Materialnummer: 10283650 /
Gammelt materialnummer: 69501700D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Deksel	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, hvit
Bruksområde	
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	0
Utvendig mål, nettodybde i mm	0
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	20
Utvendig mål, bruttbredde i mm	235
Utvendig mål, bruttodybde i mm	470
Nettovekt i kg	0,44
Bruttovekt i kg	0,57