


A 811
Reservenetting
for å bytte netting fra A 810



- Enkelt bytte av netting
- Utrolig motstandsdyktig og slitesterk

EAN: 4002515676790 / Materialnummer: 10283680 /
Gammelt materialnummer: 69501900D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Deksel	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, hvit
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	0
Utvendig mål, nett bredde i mm	0
Utvendig mål, nett dybde i mm	0
Utvendig mål, brutto høyde i mm	20
Utvendig mål, brutto bredde i mm	235
Utvendig mål, brutto dybde i mm	475
Nettvekt i kg	0,09
Bruttovekt i kg	0,15