


A 811/1
Reservenetting
for å bytte netting fra A 810/1



- Enkelt bytte av netting
- Utrolig motstandsdyktig og slitesterk

EAN: 4002515676493 / Materialnummer: 10283690 /
Gammelt materialnummer: 69502000D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Deksel	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, hvit
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	0
Utvendig mål, nettodybde i mm	0
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	20
Utvendig mål, bruttbredde i mm	230
Utvendig mål, bruttodybde i mm	230
Nettovekt i kg	0,02
Bruttovekt i kg	0,07