

HUB 5001-M

Induksjonskompatibel gourmetpanne
for steking, koking og gratinering.

EAN: 4002515689271 / Materialnummer: 10314270 /
Gammelt materialnummer: 22996294EU1



- Maks. kapasitet ca. 5 kg – Ytre mål: BxDxH 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Kan settes i stekeovnen og på alle komfyrtopper, unntatt gass
- Av aluminiumstøpegods, håndstøpt
- Enklere rengjøring med Non-stick-belegg
- Uten deksel i rustfritt stål HBD 60-22