

## HUB 5001-XL

Induksjonskompatibel gourmetpanne  
for steking, koking og gratinering.

EAN: 4002515689301 / Materialnummer: 10314310 /  
Gammelt materialnummer: 22996297EU1



- Maks. kapasitet ca. 8 kg – Ytre mål: BxDxH 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
- Av aluminiumstøpegods, håndstøpt
- Enklere rengjøring med Non-stick-belegg
- Uten deksel i rustfritt stål HBD 60-35
- Til bruk i stekeovner