

UGT F10  
Føtter  
for sokkel UGT 44-60/85.



- Settet består av 4 føtter
- Skal skrues fast til sokkelen

EAN: 4002515677438 / Materialnummer: 10328960 /  
Gammelt materialnummer: 69506101D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Sokkel	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	83
Utvendig mål, nett bredde i mm	45
Utvendig mål, nett dybde i mm	45
Utvendig mål, brutto høyde i mm	105
Utvendig mål, brutto bredde i mm	190
Utvendig mål, brutto dybde i mm	60
Nettvekt i kg	5,00
Bruttovekt i kg	6,40