


KFR 20060 PF

Flaskehylle

for sikker og plassbesparende lagring av flasker i kjøleskapet.



EAN: 4002515693377 / Materialnummer: 10363580 /  
Gammelt materialnummer: 36996097EU1

- For apparater K20.000 med XL-rom og PerfectFresh
- For vannrett, rolig oppbevaring, f.eks. av vin
- Fleksibel og kan brukes i flere rillehøyder
- Av krombelagt metall
- For opptil 9 flasker, avhengig av størrelse og form