

## DKF 1000-R

Regenererbart Longlife AirClean-filter  
forhindrer ubehagelig matlukt på kjøkkenet.



EAN: 4002515745489 / Materialnummer: 10427040 /  
Gammelt materialnummer: 28996369EU1

- til DUU 1000-2 og DUU 1500
- for CSDA1xxx/CSDA700x/  
KMDA763x/KMDA7476/  
KMDA7774 i omluftsdrift
- Bytteintervallene er billigere enn et  
engangsfilter
- Regenereres enkelt hvert halvår i  
stekeovnen
- Levetid 3 år