

ProCare Shine 11 OB - 2 kg
 Rengjøringsmiddel i pulverform, mildt alkalisk, 2 kg
 for optimal rengjøring av servise, bestikk og glass.



- Inneholder aktivt oksygen og fosfat
- Svært god rengjørings-effekt ved f.eks. kaffe- og terester
- Til bruk i profesjonelle oppvaskmaskiner
- Doseringsanbefaling: 20–25 g pr. vask eller 2–5 g/l
- Utviklet spesielt for Miele Professional

EAN: 4002515800508 / Materialnummer: 10582690 /
 Gammelt materialnummer: 61911102EU1

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner friskvann	•
ProfiLine-oppvaskmaskiner	•
Oppvaskmaskiner tank	•
Oppvaskmaskiner tank, gjennomgående	•
Anvendelsesmuligheter	
Fjerning av kaffe- og terester	Svært god
Fjerning av stivelse/eggehvite	Svært god
Fjerning av inntørkede matrester	Svært god
Fjerning av brent fett	Svært god
Fjerning av fett	Svært god
Doseringsanbefaling	
Doseringsanbefaling pr. vask	20-25 g / 2-5 g/l
Tilsmussingsgrad	Sterk
pH-verdien til kjemikalieoppløsningen som er brukt	11,0-11,5
Anbefalt hardhetsområde i mmol/l	0-0,53
Produktegenskaper	
Type middel	Mildt alk. Rengjøringsmiddel
Aggregatform	Pulver
Innholdsstoffer	Alkalier, Blekemiddel basert på oksygen, Fosfat
Egnet for glass	•
Egnet for bestikk	•
Egnet for kunststoff	•
Egnet for rustfritt stål	•
Egnet for porselen/keramikk	•
Egnet for aluminium	•
Egnet for sølv	•
Skånsom mot dekor	•
Forebygger korrosjon	•
Forhindrer kalkavleiringer og beskytter utensilene	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	295
Utvendig mål, nettobredde i mm	117
Utvendig mål, nettodybde i mm	117
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	300
Utvendig mål, bruttbredde i mm	120
Utvendig mål, bruttdybde i mm	120
Diameter i mm	117
Kapasitet i g	2000
Bruttovekt i kg	2
Samsvar, sertifisering/merking	
GHS/CLP-samsvar	•