

A 815

Dyse

for optimal klargjøring av roterende instrumenter med ekstern spray.



- For bruk med A 812, A 813 eller i overkurv A 105/1
- Bestående av 4 dyser med silikonslanger, lengde ca. 114 mm

EAN: 4002515830413 / Materialnummer: 10619690 /
Gammelt materialnummer: 68681500D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Produkt-/tilbehørskategori	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Transparent
Bruksområde	
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Kapasitet	
Roterende instrumenter [antall]	4
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	10
Utvendig mål, nettobredde i mm	10
Utvendig mål, nettodybde i mm	114
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	80
Utvendig mål, bruttbredde i mm	95
Utvendig mål, bruttodybde i mm	110
Diameter i mm	10
Nettovekt i kg	0,05
Bruttovekt i kg	0,12