

E 473/2

Filter

med deksel, egnet for diverse smådeler.



- For opphenging
- Med enkelt bevegelig lokk

EAN: 4002515811962 / Materialnummer: 10623720 /
Gammelt materialnummer: 69547303D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Produktkategori	
Annen innsats	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	88
Utvendig mål, nettobredde i mm	66
Utvendig mål, nettodybde i mm	66
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	80
Utvendig mål, bruttbredde i mm	95
Utvendig mål, bruttdybde i mm	110
Nettovekt i kg	0,10
Bruttovekt i kg	0,14