

CJ Jug 1,0l
Termokanne 1,0 l
for Miele kaffemaskiner CVA og CM med kaffekannefunksjon.

EAN: 4002515841990 / Materialnummer: 10694310 /
Gammelt materialnummer: 29992617EU1



- Direkte brygging uten å fylle over fra kaffemaskinen til kannen
- Rustfritt stål, polert
- Enkel rengjøring med fullstendig avtakbart lokk
- Uknuselig og vakumforseglet Toptherm-isolasjonsenhet
- Praktisk Aromalokk