

DTD 2

Oppsamlings-skål

for sikker plassering av ProCare-beholdere.



- Har plass til 2 ProCare-beholdere
- Sikker plassering av beholderstørrelsen 5/10 l i ProCare-serien
- Optimal tømning av restene i beholderne med helningsvinkel
- Egnet for bruk i et sideskap

EAN: 4002515933695 / Materialnummer: 10695460 /
Gammelt materialnummer: 61910001D

| | |
|---|--------|
| Produktkategori | |
| ProCare | • |
| Anvendelsesmuligheter | |
| Sikker plassering av ProCare-beholdere | • |
| Optimal tømning av ProCare-beholdere | • |
| Produktegenskaper | |
| Hellende underlag for optimal tømning av rester i ProCare-beholdere | • |
| Mål og vekt | |
| Utvendig mål, bruttodybde i mm | 463,00 |
| Mål og vekt | |
| Utvendig mål, bruttohøyde i mm | 74 |
| Utvendig mål, bruttbredde i mm | 327 |
| Utvendig mål, bruttodybde i mm | 463 |
| Bruttovekt i kg | 1 |