

ProCare Shine 10 GC - 10 l

flytende oppvaskmiddel, alkalisk, 10 l med EU Ecolabel
for rengjøring av daglig smuss på servise, bestikk og glass.



- Fosfat- og klorfri
- Egner seg spesielt godt for vask av glass
- Til bruk i profesjonelle oppvaskmaskiner
- Flytende konsentrat for automatisk dosering
- Merket med EUs miljømerke

EAN: 4002515946923 / Materialnummer: 10714950 /
Gammelt materialnummer: 61916301EU1

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner friskvann	•
ProfiLine-oppvaskmaskiner	•
Oppvaskmaskiner tank	•
Oppvaskmaskiner tank, gjennomgående	•
Anvendelsesmuligheter	
Fjerning av fett	•
Fjerning av eggehvite	•
Fjerning av kaffe- og terester	•
Fjerning av inntørkede matrester	•
Fjerning av brent fett	•
Fjerning av stivelse	•
Dosering	
Doseringsanbefaling (pr. vask)	2–4 ml/l (0,2–0,4 %)
Stor åpning for doseringslansje	•
Manuell dosering	•
Automatisk dosering	•
Tilsmussingsgrad	Lett til middels
Vannets anbefalte hardhetsområde i mmol/l	0–0,53
Hovedbruksområder	
Hoteller og pensjonater	•
Restauranter, barer og catering	•
Spa, wellness og sport	•
Bo- og omsorgssenter	•
Skoler, SFO og barnehager	•
Håndverksbedrifter	•
Kontorer og byråer	•
Legekontorer og klinikker	•
Produktegenskaper	
Type middel	Alkalisk rengjøringsmiddel
Aggregatform	Flytende konsentrat
Innholdsstoffer	Alkalier, Kompleksdannende middel (uten fosfat)
Egnet for glass	•
Egnet for bestikk	•
Egnet for kunststoff	•
Egnet for rustfritt stål	•
Egnet for porselen/keramikk	•
Egnet for sølv	•
Egnet for alkalifaste utensiler	•
Fosfatfritt	•
Forhindrer kalkavleiringer og beskytter utensilene	•
Forebygger korrosjon	•
Skånsom mot dekor	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	315
Utvendig mål, nett bredde i mm	190
Utvendig mål, nettdybde i mm	230

ProCare Shine 10 GC - 10 l

flytende oppvaskmiddel, alkalisk, 10 l med EU Ecolabel
for rengjøring av daglig smuss på servise, bestikk og glass.



EAN: 4002515946923 / Materialnummer: 10714950 /
Gammelt materialnummer: 61916301EU1

Utvendig mål, bruttohøyde i mm	320
Utvendig mål, bruttbredde i mm	190
Utvendig mål, bruttdybde i mm	230
Bruttovekt i kg	12
Kapasitet i ml	10000
Samsvar, sertifisering og merking	
GHS/CLP-samsvar	•
EU Ecolabel	•
Testnumre	
EU Ecolabel: DE/038/063	•