

A 830

Innsats

for optimal plassering av arbeidsenden til munnspeil som kan tas fra hverandre.



- Til bruk i innsats E 337/1
- 3 rom Ø 8 mm, 14 rom 10 x 19 mm, 2 rom 8 x 19 mm
- Håndtakene til munnspeilene kan justeres i rommene i E 337/1

EAN: 4002516125334 / Materialnummer: 10730400 /  
Gammelt materialnummer: 68683000D

<b>Produktkategori</b>	
Termodesinfektorer	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats/modul for dentalinstrumenter	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Kunststoff
Farge	Svart
Antall kamre	16
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	49
Utvendig mål, nettobredde i mm	148
Utvendig mål, nettodybde i mm	11
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	12
Utvendig mål, bruttbredde i mm	80
Utvendig mål, bruttdybde i mm	120
Nettovekt i kg	0,01
Bruttovekt i kg	0,01