


A 105/1

Overkurv

høydejusterbar, uten injektordyser, for plassering av ulike instrumenter.



- Høyre side: 22 injektorplasser
- Venstre side for plassering av innsatser
- Aktiv innvendig tørking av hule instrumenter
- Aktiv innvendig tørking av hånd- og vinkelstykker
- Filterrør A 800 kan brukes i begge injektorlistene

EAN: 4002515941157 / Materialnummer: 10777260 /

Gammelt materialnummer: 69610501D

<b>Produktkategori</b>	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektorkurv	•
Overkurv	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Mulighet for å bruke et filter i midten	•
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
<b>Kapasitet</b>	
Roterende instrumenter [antall]	22
Hule instrumenter [antall]	22
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	202
Utvendig mål, nettobredde i mm	528
Utvendig mål, nettodybde i mm	528
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	270
Utvendig mål, bruttbredde i mm	525
Utvendig mål, bruttodybde i mm	540
Nettvekt i kg	4,86
Bruttovekt i kg	5,56
<b>Tilbehørspakke</b>	
A 838 nøkkelsett [antall]	1