


APFD 401

Innsats

for optimal plassering av medikamentbeholdere.



- Egnet for plassering av 60 medisinbegre
- Egnet for plassering av 10 APFD 402
- Utstyrt med 10 rader med en støtteavstand på 36 mm
- Maksimal høyde på gjenstander som skal rengjøres – 42 mm


EAN: 4002516152163 / Materialnummer: 10869810 /
Gammelt materialnummer: 67540101D

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner friskvann	•
Produkttilhørighet	
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktkategori	
Innsats for medisinbegre	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Kapasitet	
Medisinbegre [antall]	60

APFD 401

Innsats

for optimal plassering av medikamentbeholdere.



EAN: 4002516152163 / Materialnummer: 10869810 /

Gammelt materialnummer: 67540101D

Innsats APFD 402 [antall] 10

Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	58
Utvendig mål, nettobredde i mm	220
Utvendig mål, nettodybde i mm	414
Utvendig mål, brutt høyde i mm	75
Utvendig mål, bruttbredde i mm	235
Utvendig mål, bruttdybde i mm	430
Nettvekt i kg	1,23
Bruttvekt i kg	1,42