

## APFD 402

### Innsats

for optimal plassering av lokk til medisinbegre.



- Egnet for klargjøring av 8 lokk for medisinbegre
- For bruk i kurvinnsett APFD 401
- Egnet for lokk med en diameter på 28 til 35 mm

EAN: 4002516152170 / Materialnummer: 10869850 /  
Gammelt materialnummer: 67540201D

<b>Produktkategori</b>	
Oppvaskmaskiner friskvann	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats for lokk til medisinbegre	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Kunststoff
Farge	Grå

APFD 402

Innsats

for optimal plassering av lokk til medisinbegre.



EAN: 4002516152170 / Materialnummer: 10869850 /  
Gammelt materialnummer: 67540201D

<b>Kapasitet</b>	
Lokk til medisinbegre [antall]	8
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	55
Utvendig mål, bruttbredde i mm	180
Utvendig mål, bruttodybde i mm	250
Nettvekt i kg	0,01
Bruttvekt i kg	0,02