

TC 900

Toppforblending

for 900 mm brede produkter uten dampkondensator eller tørkeaggregat.



- Inkludert servicedør som kan låses
- Forblending mot taket må settes opp på stedet

EAN: 4002515991756 / Materialnummer: 10880700 /  
Gammelt materialnummer: 69252003D

<b>Produktkategori</b>	
Store laboratorievaskemaskiner	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
<b>Produktkategori</b>	
Deksel	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	840
Utvendig mål, nettobredde i mm	845
Utvendig mål, nettodybde i mm	1045
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	990
Utvendig mål, bruttbredde i mm	845
Utvendig mål, bruttdybde i mm	1200
Nettvekt i kg	48,90
Bruttvekt i kg	63,90