

SC

Dampkondensator

til optimal avfukting og kjøling av luften.



- Kan kun brukes i forbindelse med tørkeaggregat
- Mulighet for tilkobling til kjølevannskretsen på stedet

EAN: 4002516024323 / Materialnummer: 10928990 /
Gammelt materialnummer: 69251300D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	770
Utvendig mål, bruttbredde i mm	1200
Utvendig mål, bruttdybde i mm	800
Nettovekt i kg	14,00
Bruttovekt i kg	135,00
Normer, sertifisering, merking	
UL	•