

DP [50Hz]

Avløpspumpe

til konvertering av et produkt med avløpsventil til avløpspumpe.



- For installasjoner uten avløp i gulvet

EAN: 4002516024057 / Materialnummer: 10931330 /
Gammelt materialnummer: 69240003D

Produktkategori	
Store laboratorievaske maskiner	•
Produkttilhørighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart, hvit, Grå
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	0
Utvendig mål, nettodybde i mm	0
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	180
Utvendig mål, bruttbredde i mm	390
Utvendig mål, bruttdybde i mm	390
Nettvekt i kg	3,88
Bruttovekt i kg	5,73